

PREVALIN™ ALLERGY is clinically proven to reduce allergic rhinitis symptoms, as it blocks allergens that cause the allergic reaction. **PREVALIN™ ALLERGY** nasal spray works directly where the allergic reaction starts, on the respiratory mucosa of the nose. **PREVALIN™ ALLERGY**'s patented Nasya™ technology uses a combination of oils and emulsifiers, which give unique transformation properties from gel to liquid for easy dispersion. Upon settling on the nasal mucosa, **PREVALIN™ ALLERGY** reverts to its original gel-like consistency to form an allergen-impermeable micro-gel barrier. As most airborne allergens come in through the nose, **PREVALIN™ ALLERGY** is an ideal solution for hay fever and allergic rhinitis.

When to use PREVALIN™ ALLERGY

Use **PREVALIN™ ALLERGY** as soon as you feel your body reacting to allergens, before the allergic reaction has fully developed.

If an allergic reaction has already been triggered, **PREVALIN™ ALLERGY** can be used in addition to other hay fever treatments so that further exposure to allergens that could cause another reaction can be prevented.

It is also advised to use **PREVALIN™ ALLERGY** before coming into contact with allergens, as it prevents them from reaching the nasal mucosal lining and limits allergy symptoms.

How does PREVALIN™ ALLERGY work?

PREVALIN™ ALLERGY works directly where allergens trigger an allergic reaction, on the respiratory mucosa of the nose.

Gel at rest, liquid when shaken.
PREVALIN™ ALLERGY when shaken becomes fluid for easy dispersion, then settles back on the nasal lining as a gel to block allergen contact.

PREVALIN™ ALLERGY's micro-gel works on 3 levels:

1. Its patented formula defuses pollen already inside the nose.
2. It stimulates clearance of the allergens in the nose.
3. Its fine mist settles to form an impermeable microgel-barrier to prevent further pollen from infecting the mucosa.


Contraindications

Not suitable for children under 12 years.

This product contains sesame seed oil. Do not use this product if you are sensitive to sesame seed oil or any of the other ingredients in Prevalin Allergy. Very rare cases of allergic reaction to Prevalin Allergy have been reported. They include symptoms such as blocked and runny nose, localised pain, dryness, itching and swelling in the nose, watery eyes and rashes. In case of suspected allergy to Prevalin discontinue use immediately and if symptoms persist, consult your physician (General Practitioner).

How to use PREVALIN™ ALLERGY

Apply 1 to 2 sprays into each nostril, 2 to 3 times a day (works up to 6 hours). Children of 12 years and below should use **PREVALIN™ ALLERGY** for Kids and only under adult supervision. Always blow nose thoroughly before each application.



During the first hour of use, you may experience a slightly blocked nose. This sensation is transient. It will subside quickly and disappear with subsequent use. You may also feel some form of irritation when **PREVALIN™ ALLERGY** is applied, which will subside quickly. If you experience any serious discomfort after application of **PREVALIN™ ALLERGY**, discontinue using and consult your physician. If concurrent use of another nasal spray is required, **PREVALIN™ ALLERGY** should be re-applied afterwards in order to continue the impermeable barrier protection. Avoid contact with open wounds.

How to store PREVALIN™ ALLERGY

Store in a cool dry place. Do not store above 27°C (80,6°F). Do not refrigerate or freeze as lower temperatures may affect the droplet size and spray formation. Once opened, use within 90 days. Do not use after the expiry date. Keep out of the sight and reach of children.

Ingredients:

Bentonite veegum, xanthan gum, glycerol monostearate, potassium phosphate, dipotassium phosphate, glycerin, sesame oil, water, mixed tocopherols, spearmint oil, preservatives (phenoxyethanol, caprylyl glycol, potassium sorbate).

GOOD SAFETY PROFILE

PREVALIN™ ALLERGY is a drug free solution. Suitable for use by athletes, pregnant & breast feeding women.

PREVALIN™ ALLERGY's ingredients are inert and non-toxic. Its patented formula contains no alcohol. **PREVALIN™ ALLERGY** does not cause drowsiness and is suitable for adults and children of 12 years and above. **PREVALIN™ ALLERGY** is not known to interact with other medicines or with other forms of allergy treatment. The application of **PREVALIN™ ALLERGY** should not affect the efficacy of anti-histamines tablets.

Chefaro Ireland DAC, The Sharp Building, Hogan Place, Dublin 2, Ireland

Produced by: Richard Bittner AG Ossiacherstraße 7, 9560 Feldkirchen, Austria

Revision date: March 2019

Prevalin
Allergy



**FAST
ALLERGY
RELIEF**

**HAY FEVER
DUST MITE &
PET ALLERGIES**



20 ml e

120
sprays





تخفيف سريع للحساسية

حَمَى القش
و عث الغبار الدقيق
والحساسية من الحيوانات الأليفة

أثبت **بريفالين™ للحساسية** سريرياً قدرته على تخفيف أعراض التهاب الأنف التحسسي، وذلك عن طريق عزل المواد المسببة للحساسية ومنعها من أن تسبب رد فعل تحسسي في الأنف. يعمل البخاخ الأنفي **بريفالين™ للحساسية** مباشرةً عندما يبدأ رد الفعل التحسسي في الغشاء المخاطي التنفسي للأنف. تقدّم تقنية **Nasya™** والحاصلة على براءة اختراع والخاصة **بريفالين™ للحساسية**، مزيجاً من الزيوت والمستحلبات القادرة على التحوّل بشكل مميز من حالة الجل إلى الحالة السائلة ممّا يسهل انتشارها و توزعها على الغشاء المخاطي للأنف. عند استقرارها على الغشاء المخاطي للأنف، يعود مزيج **بريفالين™ للحساسية** إلى قوامه الأصلي شبه الهلامي لتكوين حاجز دقيق من الجل يعزل المواد المسببة للحساسية ويمنعها من التناز إلى الغشاء المخاطي التنفسي للأنف وبالتالي يمنع حدوث رد فعل تحسسي في الأنف. نظراً لأن معظم المواد المسببة للحساسية المحمولة جواً تدخل عن طريق الأنف، يعتبر **بريفالين™ للحساسية** حلاً مثالياً لعلاج حمى القش والتهاب الأنف التحسسي.

متى تستخدم بريفالين™ للحساسية

استخدم **بريفالين™ للحساسية** بمجرد أن تشعر بتفاعل جسمك مع المواد المسببة للحساسية، وقبل أن يتطور ذلك إلى رد فعل تحسسي كامل.

إذا تمّ تحفيز رد الفعل التحسسي، يمكن استخدام **بريفالين™ للحساسية** بالإضافة إلى علاجات حمى القش الأخرى من أجل منع التعرّض للمواد المسببة للحساسية بشكل أكبر والتي قد تؤدي إلى حدوث رد فعل تحسسي آخر.

يُنصح أيضاً باستخدام **بريفالين™ للحساسية** قبل التعرّض للمواد المسببة للحساسية، حيث إنه يمنعها من الوصول إلى بطانة الأنف المخاطية ويحدّ من أعراض الحساسية.

كيف يعمل بريفالين™ للحساسية؟

يعمل **بريفالين™ للحساسية** مباشرةً عندما تحفز المواد المسببة للحساسية حدوث رد فعل تحسسي، في الغشاء المخاطي التنفسي للأنف.

تكون التركيبة على هيئة جل عند الاستقرار، وتحوّل إلى سائل عند التّج.

يتحوّل قوام **بريفالين™ للحساسية** عند التّج إلى سائل ليسهل انتشاره داخل فتحة الانف، ثم يعود إلى قوام الجل عندما يستقر على بطانة الأنف ليعزل المواد المسببة الحساسية. Thixotropic Formula

تعمل تركيبة الجل الدقيقة في بخاخ **بريفالين™ للحساسية** على ثلاثة مستويات:

١. تعمل هذه التركيبة والخاصة على براءة اختراع على التخلص من جيوب اللقاح الموجودة داخل الأنف.
٢. تحفز على التخلص من المواد المسببة للحساسية في الأنف.
٣. يستقر رذاذ البخاخ الدقيق لتشكيل حاجز من الجل غير النافذ لينعّم عدوى الغشاء المخاطي عند اتصال المزيد من جيوب اللقاح ببطانة الانف.

موانع الاستعمال

لا يناسب الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ١٢ عاماً. يحتوي هذا المستحضر على زيت بذور السمسم، لا تستخدم هذا المستحضر إذا كنت تعاني من حساسية لزيت بذور السمسم أو لأي مكونات أخرى في بريفالين للحساسية. تم الإبلاغ عن حالات نادرة جداً أصيبت بردود فعل تحسسية لبريفالين للحساسية. وهي تشمل أعراضاً مثل انسداد وسيلان الأنف، ألم موضعي، جفاف، حكة وتورم في الأنف، تدميع العينين وطفح. في حال الاشتباه في الإصابة بحساسية لبريفالين توقف عن استخدامه على الفور وإذا استمرت الأعراض، استشر طبيبك (الطبيب العام).

طريقة استخدام بريفالين™ للحساسية

قم برش بخة إلى بختين في كلتا فتحتي الأنف، مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم (يعمل حتى ٦ ساعات). للأطفال الذين تبلغ أعمارهم ١٢ عاماً وأقل يجب استخدام **بريفالين™ للحساسية** للأطفال ويجب أن يكون فقط تحت إشراف البالغين. دائماً قم بتنظيف أنفك جيّداً قبل كل استخدام.



خلال الساعة الأولى من الاستخدام، قد تعاني من انسداد خفيف في الأنف. هذا الشعور يكون مؤقت وعابر. وسيزول بسرعة ويختفي مع الاستخدام التالي. قد تشعر أيضاً ببعض التهيج عند استخدام **بريفالين™ للحساسية**، والذي سيزول بسرعة. إذا عانيت من أي انزعاج شديد عقب استخدام **بريفالين™ للحساسية**، توقف عن استخدامه واستشر طبيبك. إذا كان يلزم استخدام بخاخ أنفي آخر في الوقت نفسه، ينبغي إعادة استخدام **بريفالين™ للحساسية** بعد ذلك من أجل استمرار الحصول على حماية الحاجز غير المنفذ. تجنب ملامسته للجروح المفتوحة.

ظروف تخزين بريفالين™ للحساسية

يحفظ في مكان جاف وبارد. لا يحفظ عند درجة حرارة أعلى من ٢٧° مئوية (٨٠° فهرنهايت). لا يحفظ داخل الثلاجة أو مجمداً لأنه قد تؤثر درجات الحرارة المنخفضة على حجم القطرات وتكوين الرذاذ. بعد الفتح، يستخدم خلال ٩٠ يوماً. لا تستخدمه بعد تاريخ انتهاء الصلاحية. يحفظ بعيداً عن مرأى ومتناول الأطفال.

المكونات:

فيجيم بيتنوتيت، صمغ الزانثان، أحادي ستيرات الجليسيرول، فوسفات البوتاسيوم، فوسفات ثنائي البوتاسيوم، جليسيرين، زيت السمسم، ماء، مزيج التوكوفيرول، زيت النعناع، مواد حافظة (فينوكسي الإيثانول، جليكول الكابريليل، سوربات البوتاسيوم).

سجل السلامة الجيد

بريفالين™ للحساسية هو محلول خال من الدواء. مناسب للاستخدام من قبل الرياضيين، والنساء الحوامل والمرضعات. مكونات **بريفالين™ للحساسية** خاملة وغير سامة. لا تحتوي تركيبته الحاصلة على براءة اختراع على الكحول. لا يسبب **بريفالين™ للحساسية** النعاس وهو مناسب للبالغين والأطفال الذين تبلغ أعمارهم ١٢ عاماً فأكثر. **بريفالين™ للحساسية** غير معروف بتفاعله مع الأدوية الأخرى أو الأشكال الأخرى لعلاج الحساسية. ينبغي ألا يُؤثر استخدام بريفالين للحساسية على فعالية الأقراص المضادة للهستامين.